

EYETRAINER - ÜBUNGSKONZEPT & TESTBERICHT

Bereinigter Stand mit garantierten Übungsabschlüssen, neuem Logo und responsivem iPad-Layout.

Sakkaden

DARSTELLUNG / AUFGABE

Nur weit auseinanderliegende Punkte; horizontal, vertikal, beide Diagonalen, 4-Punkt. Keine Linien.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

Keine Level. Alle Varianten zyklisch gleich häufig.

Smooth Pursuit

DARSTELLUNG / AUFGABE

Ein einzelner bewegter Punkt; horizontal, vertikal, Kreis, liegende Acht. Keine sichtbare Bahn.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

Keine Level. Alle Varianten zyklisch gleich häufig.

Fixierung + Kopfbewegung

DARSTELLUNG / AUFGABE

Nur Fixationspunkt + Gegenrichtungs-Pfeil. Keine Kopf-Grafik. Vier zufällige Positionen aus acht.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

Keine Leistungslevel.

Nah-Fern Fokus

DARSTELLUNG / AUFGABE

Reales Nahziel ist der eigene Daumen; Bildschirm zeigt nur den Fernbuchstaben.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

Keine Leistungslevel.

Periphere Buchstaben

DARSTELLUNG / AUFGABE

Mittelpunkt fixieren, weit außen kurz gezeigten Buchstaben anschließend auswählen.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

8 feste Trials. Adaptiv über Darbietungsdauer, Größe, Antwortzahl und später Crowding. Ein Antwort-Timeout verhindert Hängenbleiben.

Reaction Tap

DARSTELLUNG / AUFGABE

Ein Ziel erscheint an wechselnder Position und wartet auf Tap.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

20 s; Ergebnis immer am Zeitende. Adaptiv über Zielgröße und Wartezeit.

Go / No-Go

DARSTELLUNG / AUFGABE

GO-Reiz tippen, NO-GO auslassen.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

12 feste Trials mit Antwortfenster; auch ohne Eingabe geht der Trial weiter.

Stroop

DARSTELLUNG / AUFGABE

Klare Regel, Farbwort, Antwortbuttons.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

8 feste Trials. L1: 2 Farben, feste Schriftfarbenregel; später mehr Konflikt und Regelwechsel.

Visual Search

DARSTELLUNG / AUFGABE

Abweichendes Zeichen in einem Raster finden.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

8 feste Trials. Eine Antwort pro Trial; Timeout führt weiter.

Multiple Object Tracking

DARSTELLUNG / AUFGABE

Ziele im Stand markieren; dieselben Objekte starten ohne Positionssprung.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

3 feste Runden. L1 4 Bälle/1 Ziel; später mehr Objekte/Ziele. Auswahl-Timeout verhindert Hängenbleiben.

Mentale Rotation 3D

DARSTELLUNG / AUFGABE

Zwei 3D-Polycubes; identisch oder gespiegelt.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

6 feste Trials; Antwort-Timeout führt als Fehlversuch weiter.

Motion Prediction

DARSTELLUNG / AUFGABE

Abwechselnd bewegte Verdeckung und statische Kurvenextrapolation.

PROGRESSION / ABSCHLUSS

5 feste Trials; freie Endhöhe; Antwort-Timeout führt weiter. Keine gestrichelte Doppelübung.

AUTOMATISCHER TESTLAUF

Der Build wurde in einem echten Headless-Chromium-Browser mit beschleunigten Testzeiten ausgeführt. Dabei läuft dieselbe Produktionslogik; lediglich Wartezeiten werden verkürzt.

Testbereich	Ergebnis
19 isolierte Übungspfade / Varianten	19 / 19 erreichen eine Ergebnisansicht
Komplette 6er-Session	erreicht TRAINING COMPLETE
iPhone Hochformat 390 x 844	kein Overflow; Bedienung sichtbar
iPhone Querformat 844 x 390	kein Overflow; zweispartige Nutzung der Fläche
iPad Hochformat 1024 x 1366	Trainingsfläche 976 x 1031 px
iPad Querformat 1366 x 1024	Trainingsfläche 890 x 908 px + Bedienpanel rechts
iPad mini Hochformat 768 x 1024	Trainingsfläche 720 x 690 px
iPad mini Querformat 1024 x 768	Trainingsfläche 648 x 652 px + Bedienpanel rechts
JavaScript-Syntaxprüfung	bestanden

Fehler, den der Tester gefunden hat

Der erste Testlauf fand einen echten Dispatch-Fehler: Die Namen "peripheralLetters" und "prediction" beginnen ebenfalls mit dem Buchstaben p und wurden dadurch irrtümlich als Smooth-Pursuit-Übungen behandelt. Das erzeugte NaN-Zeiten und verhinderte Ergebnisse. Die Zuordnung erfolgt jetzt nicht mehr über den ersten Buchstaben des Namens, sondern explizit über die Übungsfamilie. Danach bestanden alle 19 isolierten Pfade den Ergebnis-Test.

Abschluss-Garantie

Zeitübungen enden über einen festen Timer. Messbare Aufgaben besitzen eine feste Trial-Anzahl. Aufgaben, die eine Eingabe benötigen, haben zusätzlich ein Antwort-Timeout. Deshalb führt auch ein Fehlversuch oder eine ausbleibende Antwort weiter statt die App dauerhaft festzuhalten.

iPad-Layout

Im Hochformat wächst die Trainingsfläche nahezu über die gesamte verfügbare Breite. Im Querformat wird der Bildschirm in eine große Trainingsfläche links und ein Bedienpanel rechts aufgeteilt. Dadurch bleibt die visuelle Aufgabe groß, während Titel, Erklärung und Start-/Weiter-Button gleichzeitig sichtbar bleiben.

Logo

Das neue Logo verwendet eine einfache Augenform mit blauem Fokuspunkt auf dunklem App-Icon. Die gleiche Augenmarke erscheint im Homescreen neben EYETRAINER, sodass Icon und App-Auftritt zusammengehören.